



KURZANLEITUNG ZUR ZAHNAUFHELLUNG

Vielen Dank für Ihr Vertrauen in IMMERWEISS. Folgen Sie dieser Anleitung für ein optimales Ergebnis.

Bis zu 11 Nuancen heller, schonend und ohne Peroxid.

01 **Zähne gründlich reinigen**

02 **Wangenhalter einsetzen**

03 **Aufhellungsgel auftragen**

Mit Microbrush oder Spritzenspitze sauber auftragen. Gel, das auf das Zahnfleisch gelangt, sofort mit Wattestäbchen entfernen.

Optional: Zahnfleischschutzgel vorher auftragen und 10 Sek. mit LED-Lampe fixieren.

04 **Schutzbrille anziehen & LED-Lampe aktivieren**

05 **30 Minuten einwirken lassen**

06 **Gel vollständig ausspülen**

07 **Schritte 3 bis 6 wiederholen**

Für ein optimales Ergebnis den Zyklus mehrfach durchführen.

TIPP AM ENDE

Einen halben Löffel Kokosöl 1 Minute im Mund spülen. Wirkt entzündungshemmend, neutralisiert den Geschmack und versiegelt die Zähne auf natürliche Weise.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Melden Sie sich jederzeit bei uns, wir freuen uns auf Ihre Nachrichten.

Instagram: [@immerweiss](https://www.instagram.com/immerweiss) | [immer-weiss.de](https://www.immer-weiss.de)



CPNP-registriert
Ref. 5634467



CE-zertifiziert
Konform mit EU-Richtlinien



IMMERWEISS
Verantwortlich in Verkehr gebracht durch
IMMERWEISS, Deutschland

IMMERWEISS Zahnaufhellung